

Turbina KaVo MASTERtorque™ con Direct Stop Technology

# Muy potente. Muy silencioso. Trabajar cómodamente

**NUEVO**

KaVo MASTERtorque™  
con Direct Stop Technology

KaVo *Master Series*

Los verdaderos maestros no admiten concesiones.



KaVo. Dental Excellence.

## Muy potente.

KaVo MASTERtorque – Experimente ahora una dimensión de potencia excepcional con un rendimiento máximo de 23 vatios. Las mejores condiciones para una preparación confortable y eficiente.

- **Mayor potencia**  
Un 20% más de potencia con 23 vatios\*
- **Mayor precisión**  
Velocidad y fuerza constante y estable hasta la potencia máxima
- **Mayor confort**  
Preparación efectiva y eficaz incluso trabajando con una presión de aire muy reducida.

\*comparado con KaVo GENTLEsilence 8000 B

El máximo de potencia:

**23 Watt**

para una velocidad de trabajo estable


## Muy silenciosa.

La nueva KaVo MASTERtorque combina la ya probada Silence Technology con una optimización de frecuencia.

Las mejores condiciones para una preparación silenciosa y agradable incluso con la velocidad máxima y al parar la turbina.

- **Menor sonoridad**  
Gracias a la optimización de frecuencia la sonoridad de la turbina es agradable y de una intensidad baja, de sólo 57 dB(A)

### Comparación sonora



Comparación sonora de KaVo MASTERtorque con otras turbinas

**24** meses de garantía

MASTERtorque  
COLOR

# Trabajar de forma relajada – con Direct Stop Technology.

Parada rápida – con seguridad. La Direct Stop Technology (DST) reduce el tiempo hasta la inmovilización de la KaVo MASTERtorque en


aprox. 60 %, parando en sólo un segundo\*\*. Las mejores condiciones para un trabajo seguro y relajado.

\*\* valor promedio

## Preparación segura


La innovadora Direct Stop Technology para la fresa dental en un segundo\*\* y garantiza, de esta forma, más seguridad durante el tratamiento

## Tiempo hasta la parada total de la fresa



Duración hasta la parada total en comparación a otras turbinas

## Retrosucción en la cabeza



Retractive suction or negative pressure at the head

## Higiene segura


El tiempo mínimo hasta la parada total impide la retrosucción de aerosoles y la succión de partículas a los rodamientos, para condiciones higiénicas a largo plazo y una larga vida útil

## Trabajar más rápido y eficiente, de forma más segura

Gracias a la DST se puede continuar el trabajo directamente después de parar la fresa dental, por ejemplo después de controlar la preparación o al cambiar la fresa dental.

# Visión excelente.

La construcción compacta y ergonómica de la KaVo MASTERtorque y el original concepto de iluminación KaVo brindan las mejores condiciones de trabajo y de visibilidad en la zona de preparación.



Head height in comparison to other manufacturers

## Mayor visión

- Diámetro de la cabeza de la fresa reducida. Altura de la cabeza de sólo 13,1 mm – en la fresa dental de 19 mm sólo de 20 mm
- Con la combinación patentada de ángulo de la cabeza y de la zona de agarre de 100° /19°

## Más luz

- Siempre se proporciona la iluminación óptima en las zonas de preparación
- Las zonas de preparación se ven muy bien gracias a un posicionamiento intercalado de salida de luz y salida de spray.



Visión perfecta gracias a la intercalación de las salidas de luz y de spray

## Más que una simple turbina

Gracias a la combinación de potencia aumentada en un 20 %, peso reducido y Tecnología de Seguridad Direct Stop, la KaVo MASTERtorque es una verdadera alternativa al instrumento de movimientos rápidos



Edición de color especial  
antracita y marrón



KaVo. Dental Excellence.