

EIN INTUITIVES NEUES DESIGN

In nur zwei einfachen
Schritten sicher
zusammengesetzt

ULTRA SAFETY PLUS TWIST



Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

ULTRA SAFETY PLUS TWIST

Produktsortiment



1 BOX MIT 100 STERILEN NADELN UND
1 AUTOKLAVIERBARER HANDGRIFF



1 BOX MIT 100 STERILEN NADELN



1 BOX MIT 50 EINWEGGRIFFEN



1 AUTOKLAVIERBARER HANDGRIFF

LÄNGE	GAUGE	FARBCODE
EXTRAKURZ - 10 MM	30 G	
KURZ - 25 MM	30 G	
KURZ - 25 MM	27 G	
LANG - 35 MM	27 G	
LANG - 35 MM	25 G	

Besuchen Sie unsere Webseite für weiterführende Informationen.

Septodont GmbH
Felix-Wankel-Str. 9, 53859 Niederkassel, Deutschland
Telefon: +49 (0) 228 971 26-0, Fax: +49 (0) 228 971 26-66
E-Mail: info@septodont.de
www.septodont.de



ULTRA SAFETY PLUS TWIST



MIT EINEM
DREH
GESCHÜTZT

NEU!



MANAGING
PAIN FOR
**YOUR
PRACTICE**



www.septodont.de

NADELSTICHVERLETZUNGEN: EIN HOHES RISIKO

Unter den weltweit 35 Millionen Mitarbeitenden im Gesundheitswesen erleiden nach Schätzungen der WHO jedes Jahr 3 Millionen Menschen Stichverletzungen mit kontaminierten Nadeln.⁽¹⁾



Gesundheit

Etwa 40 % der Hepatitis-B und -C-Infektionen und 2,5 % der HIV-Infektionen unter medizinischen Fachkräften treten in Verbindung mit Stichverletzungen auf.⁽¹⁾



Kosten

Die Kosten einer Nadelstichverletzung durch Arbeitsausfall, Rechtskosten etc. betragen durchschnittlich 630 Euro (bei einer Bandbreite von 170 bis 1425 Euro).⁽²⁾



Rechtliche Vorgaben

Viele Gesundheitsbehörden erlassen inzwischen strenge Vorgaben zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen: Einführung von Sicherheitsabläufen, Nutzung von sicheren Produkten bis hin zum Verbot des Wiederaufsetzens der Nadelkappe. Erfüllt die Vorgaben der TRBA 250.

ULTRA SAFETY PLUS

TWIST

EINFACH SICHER

- > **Schützt** Sie und Ihr Team vor Nadelstichverletzungen
- > **Erfüllt** die aktuellen Richtlinien
- > **Intuitive** Anwendung
- > Erhältlich als **sterile Einwegspritze** oder mit **autoklavierbarem Handgriff**

Passive oder aktive Aspiration:
Sicherheit für den Patienten

Transparenter Zylinder:
Aspiration gut sichtbar


Verschiebbare Schutzhülse:
Verhindert Nadelstichverletzungen

Zwei unterschiedliche Positionen:
Halteposition (reversibel)
Verriegelungsposition (irreversibel)

LANGZEITERFOLG

Eine Studie an einer medizinischen Fakultät in England hat gezeigt, dass Ultra Safety Plus der wichtigste Faktor bei der Vermeidung von Nadelstichverletzungen war.

Häufigkeit von Nadelstichverletzungen



Mit Ultra Safety Plus sind die Nadelstichverletzungen von durchschnittlich 11,8 auf 0 zurückgegangen (bezogen auf 1 Million Arbeitsstunden).⁽³⁾

⁽¹⁾ WHO, The world health report 2002 - Reducing Risks, Promoting Healthy Life, 2002

⁽²⁾ Mannocci A, De Carli G, Di Bari V, et al. How Much do Needlestick Injuries Cost? A Systematic Review of the Economic Evaluations of Needlestick and Sharps Injuries Among Healthcare Personnel. Infect Control Hosp Epidemiol. 2016;37(6):635-646. doi:10.1017/ice.2016.48

⁽³⁾ J.M Zakrzewska et al. Introducing safety syringes into a UK dental school – a controlled study. Brit Dent J 2001; 190: 88-92.