



SEPTOJECT XL

Größeres Lumen für mehr Komfort

- größeres Lumen erfordert selbst bei festem Gewebe eine geringere Injektionskraft
- Durchfluss des Lokalanästhetikums mit geringerem Druck
- höhere Flexibilität aufgrund der dünneren Kanülenwand
- bessere Aspiration
- Gewebepenetration wie bei der Standardkanüle (3-fach Lanzettenschliff und silikonisiert)
- gammastrahlensterilisiert



WAS SIE NOCH WISSEN SOLLTEN ...



Seit fast 30 Jahren versorgt THE DENTAL ADVISOR die Dentalwelt zuverlässig mit objektiven, evidenzbasierten Informationen über Dentalprodukte. Jede Ausgabe enthält genaue klinische Bewertungen, die von über 250 praktizierenden Klinikern in umfangreichen klinischen Langzeitbeobachtungen oder neutralen Labortests erarbeitet werden.

Septoject XL wurde durch den klinischen Beirat des THE DENTAL ADVISOR bewertet und erhielt die Wertung **++++½**. Außerdem wurde Septoject XL zu einem der „bevorzugten Produkte“ in der Kategorie injizierbare Anästhetika in 2011 gewählt.

Länge	Größe	Farbe
kurz – 25 mm	27 G	Orange
lang – 35 mm	27 G	Gelb
lang – 42 mm	27 G	Gelb
extrakurz – 10 mm	30 G	Violett
extrakurz – 12 mm	30 G	Violett
kurz – 25 mm	30 G	Blau

